

### Examen de TP de Chimie générale C111 et C1301

**A - a-** Quelle est la différence entre une pipette jaugée et une pipette graduée ?

**b-** Si on désire mesurer un volume précis, quels sont les matériels qu'on peut utiliser parmi les suivants : pissette, bécher, erlenmeyer, burette, pipette, éprouvette et fiole jaugée.

**c-** décrire le principe de dosage en retour.

**d-** On veut appliquer ce dosage pour déterminer la normalité d'une solution du bichromate de potassium ( $K_2Cr_2O_7$ ), on dispose pour cela des solutions et matériels suivants :  $FeSO_4$ ,  $K_2Cr_2O_7$ ,  $H_2SO_4$ ,  $KMnO_4$ , 2 pipettes, une burette, une éprouvette et un bécher.

Décrire le mode opératoire et écrire la réaction globale, du dosage, qui a lieu dans le bécher ? (les couples rédox utilisés sont :  $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ ,  $MnO_4^-/Mn^{2+}$  et  $Fe^{3+}/Fe^{2+}$ ) (indiquer les différentes équations mises en jeu).

**B-** On veut doser une solution commerciale d'acide chloridrique HCl concentrée (de densité  $d=1,12$  et de pourcentage massique  $p=25\%$ ) par une solution basique étalon : le borax, ( $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ ).

1- Calculer la normalité  $N$  de la solution commerciale d'acide chloridrique  $HCl$  ?

2- Déterminer la masse nécessaire du borax (vendu solide) à la préparation de 100 ml d'une solution basique de normalité :  $N_B = (0,064 \pm 0,003) \text{ mol/l}$  ? calculer l'incertitude.

3- Pourquoi on n'utilise pas une solution de soude ( $NaOH$ ) pour doser cette solution acide ?

4- Sachant qu'un volume  $V_A = (16,0 \pm 0,1) \text{ ml}$  d'une solution acide A (obtenue à partir de la solution commerciale d'acide chloridrique  $HCl$ ) est neutralisé par  $V_B = (10,0 \pm 0,2) \text{ ml}$  de la solution basique. Calculer la normalité ( $N_A \pm \Delta N_A$ ) de cette solution acide ?

5- En déduire le volume de la solution commerciale nécessaire à la préparation de deux litres ( $V'_A = 2 \text{ l}$ ) de la solution A ?

**C-** Sachant que la soude se carbonate au contact de  $CO_2$  de l'air en donnant une solution de soude carbonatée, ( $NaOH$ ,  $Na_2CO_3$ ). Le dosage de cette solution basique B' montre que sa normalité est  $N_{B'} = (0,098 \pm 0,002) \text{ mol/l}$ .

a- Ecrire la réaction de carbonatation de la soude  $NaOH$  ?

b- Que représente  $N_{B'}$ .

Après avoir ajouté du  $BaCl_2$  à la solution B', nous avons effectués un nouveau dosage avec la même solution A

c- Quel est le rôle du  $BaCl_2$  ?

d- Calculer la normalité ( $N_S \pm \Delta N_S$ ) de la solution sachant qu'un volume  $V_B = (10,0 \pm 0,2) \text{ ml}$  de la solution B' est neutralisé par  $V''_A = (16,0 \pm 0,1) \text{ ml}$  de la solution acide A ?

e- En déduire la molarité ( $M_C \pm \Delta M_C$ ) du carbonate  $Na_2CO_3$  dans la solution B'.

Les masses molaires des éléments en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; Na : 23 ; Cl : 35,5





ETU UP.com

Programmmation  
**Cours**  
Electricité  
Physique  
Résumés  
Analyse  
Livres  
**Exercices**  
Contrôles Continus  
Langues  
Thermodynamique  
Multimedia  
**Divers**  
Economie  
Travaux Dirigés  
Chimie Organique  
Informatique  
Optique  
Diapo  
Chimie  
Algèbre  
Corrigés  
Mathématiques  
Mécanique  
Travaux Pratiques  
Droit

et encore plus..